



■장비 주요명칭 안내




| 1 | 필터, 팬 설치부 | 14 | 전면 패널 |
|----|-----------|----|--------------|
| 2 | 작업 공간 | 15 | 팔걸이 |
| 3 | 서랍형 UV 유닛 | 16 | 개폐 스크린 |
| 4 | 작업 지지대 | 17 | UV 램프 |
| 5 | 컨트롤 패널 | 18 | 바퀴 |
| 6 | 작업대 후면 | 19 | 고정 지지대 |
| 7 | 배출구 | 20 | 지지대 슬리브 |
| 8 | 임시커버 | 21 | 선반 |
| 9 | (옵션) 배관 | 22 | 필터 수명 지시등 |
| 10 | 작업대 테이블 | 23 | 알람 지시등 |
| 11 | 측면 유리 | 24 | UV 댐퍼 |
| 12 | 전면 유리 | 25 | 전원 코드 |
| 13 | 배기부 댐퍼 | 26 | 에어 샘플링 파이프 관 |

■ 컨트롤 패널 상세 기능 설명



| 1 | 캐비닛 전체 모습 | 5 | Fan 설정 |
|---|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2 | 시간 및 날짜 | | 작업대 조명 설정 |
| 3 | 하향 유속 제어 메뉴 | | UV 설정 |
| 4 | 유입 속도 제어 메뉴 | | 설정 (장비 정보 확인, 비밀번호 변경, 날짜 및 시간 설정) |
| 5 | 전면 Sash 위치 표시 | | 대기 모드 |
| 6 | 제어판 잠금 / 잠금 해제 표시 | | 전면 Sash 오픈 |
| 7 | 기능 제어 버튼(환기, 조명, UV, 설정) | \Box | 전면 Sash 닫음 |

■ 장비 작동 방법



| **** | 00:00 00.00.0000 | LOW INFLOW VELOCITY | ì |
|--------|---------------------|------------------------|--------|
| 1 1111 | 0,42 0,54 | ₽ |]] |
| | <u>s</u> 5 | * * | |
| 1/ | | | |

| 1 | Fan 작동 지시등 | 1 | 메인 화면 (알람 발생 시) |
|---|---------------|---|-----------------|
| 2 | 전면 Sash 위치 알림 | 2 | 알람 지시등 |
| | | 3 | 알람 메시지 |





